

Plandentin työtuolit

Plandentin työtuoleissa on anatominen muotoilu, mikä mahdollistaa erinomaisen työergonomian ja helpon ja miellyttävän työskentelyn. Jokainen löytää tarpeisiinsa sopivan työtuolin kolmesta eri mallista. Kätevästi sijoitettujen säätövipujen ansiosta työskentelyasentoa voi säätää myös istualtaan hoitojakson keskeytymättä, ja tukevassa viisihaaraisessa jalustassa on kaksoispyörät, jotka liukuvat kevyesti erilaisilla lattiapinnoilla. Sulavalinjaisten, pyöreiden muotojen ja helposti puhdistettavien pintamateriaalien ansiosta tuolit ovat hygieenisinä.

Vakio-ominaisuudet kaikissa

Plandentin työtuolimalleissa

- Tukevan viisihaaraisen jalustan ansiosta tuoli liikkuu kevyesti. Leveissä kaksoispyörissä on muoviset suojukset.
- Tuolin jalusta on kolhuja ja hankausta kestävä muovimateriaalia.
- Kaasujousi korkeudensäätöön, säätöviput helposti käden ulottuvissa.
- Sulavalinjainen muotoilu ja helposti puhdistettavat pintamateriaalit, jotka takaavat erinomaisen pintahygienian.
- Saatavilla kaikissa Standard- ja Ultra-verhoiluväreissä.

Alma PC Dent II -työtuoli

- Sopii sekä hammaslääkärille että -hoitajalle.
- Neliömäinen anatomisesti muotoiltu istuin, jossa syvennys etureunassa.
- Korkeudensäätöalue 415–540 mm (valinnainen korotus 500–700 mm).
- Hiljaiset istuimen säädöt: korkeus, istuinkulma ja selkänoja.
- Kromattu jalkarengas (Ø 420 mm) saatavilla lisävarusteena (vain tehdasasennuksena).



StepOn-satulatuoli

- Ergonominen istuma-asento, jonka seurauksena selkäranka on ihanteellisessa asennossa.
- Hiljaiset istuinkorkeuden ja -kulman säädöt.
- Korkeudensäätöalue 570–825 mm.
- Kromattu jalkarengas (Ø 420 mm) saatavilla lisävarusteena (vain tehdasasennuksena).



Proline-työtuoli

- Anatomisesti muotoiltu istuin ja selkänoja.
- Synkronoitu selkänojan ja istuimen kulman säätö ($\pm 6^\circ$).
- Korkeudensäätöalue 412–573 mm (valinnainen korotusosa 120 mm).
- Erinomaisesti kolhuja kestävät tyhjiöpuristetut muoviosat säilyttävät värinsä.



Plandent

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
puh. 020 7795 200, fax 020 7795 344
www.plandent.com