

DIATECH[®]

ShapeGuard

Strong in Polishing.
Gentle on Surfaces.

Stark im Polieren.
Sanft zu Oberflächen.




 COLTENE

ADVANTAGES AT A GLANCE

VORTEILE IM ÜBERBLICK

**Strong in Polishing.
Gentle on Surfaces.**

Stark im Polieren.
Sanft zu Oberflächen.



**A perfect complement to existing
DIATECH diamond polishing systems.**

Die perfekte Ergänzung für existierende
DIATECH Diamantpoliersysteme.

- **Adapts** to any surface
- **Uniform pressure distribution** due to flexible lamellas
→ Morphology of tooth is preserved
- **Fast, easy and intuitive** finishing & polishing
- **Optimized** polishing systems for composite and ceramics
- Outstanding **high lustre** polishing results
- Passt sich an jede Oberfläche an
- Gleichmäßige Druckausübung dank flexibler Lamellen
→ Morphologie des Zahns bleibt erhalten
- Schnelles, einfaches und intuitives Finieren & Polieren
- Optimierte Poliersysteme für Komposite und Keramik
- Hervorragender Glanz

ORDER INFORMATION

BESTELLINFORMATION

ShapeGuard for Composite



Adds another Head Shape to our well established 2-step diamond Composite Polishing System **Compropol Plus ①** and **Composhine Plus ②**.

Diese zusätzliche Kopfform ist eine Ergänzung für unser etabliertes 2-stufiges Diamantpoliersystem für Komposite **Compropol Plus ①** und **Composhine Plus ②**.



RPM: 3'000 – 8'000



ISO Ø 1/10 mm	110	140	110	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Polisher type	23SG11RA	23SG14RA	24SG11RA	24SG14RA

RA/ISO 204

Order No.	60019877	60019878	60019879	60019880
Content	5	5	5	5

60019915 ShapeGuard Composite Trial Pack


Content	1	1	1	1
---------	---	---	---	---

ShapeGuard for Ceramic



ShapeGuard is also available as an expansion to the broadly used 3-step diamond Ceramic Polishing System **Cerafin Plus ①**, **Cerapreshine Plus ②** and **Cerashine Plus ③**.

ShapeGuard ist auch als eine Erweiterung zu unserem viel genutzten 3-stufigen Diamantpoliersystem für Keramik erhältlich, **Cerafin Plus ①**, **Cerapreshine Plus ②** und **Cerashine Plus ③**.



RPM: 7'000 – 12'000



ISO Ø 1/10 mm	140	140	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Polisher type	93SG14RA	94SG14RA	95SG14RA

RA/ISO 204

Order No.	60019881	60019882	60019883
Content	5	5	5

60019914 ShapeGuard Ceramic Trial Pack

Content	1	1	1
---------	---	---	---

ORDER INFORMATION

BESTELLINFORMATION

60019916 ShapeGuard Composite Polishing Plus Kit



①

ISO 803 204 243 523 030

ISO 803 204 030 523 060

ISO 803 204 543 523 140

Polisher type	2301RA	2311RA	23SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	030	060	140
Head L in mm	7.5	7.5	1.6
Content	1	1	1

②

ISO 803 204 243 503 030

ISO 803 204 030 503 060

ISO 803 204 543 503 140

Polisher type	2401RA	2411RA	24SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	030	060	140
Head L in mm	7.5	7.5	1.6
Content	1	1	1



60019917 ShapeGuard Ceramic Polishing Plus Kit



①

ISO 803 204 030 534 060

ISO 803 204 372 534 110

ISO 803 204 543 534 140

Polisher type	9311RA	9331RA	93SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	060	110	140
Head L in mm	7.5	2	1.6
Content	1	1	1

②

ISO 803 204 243 524 030

ISO 803 204 030 524 060

ISO 803 204 372 524 110

ISO 803 204 543 524 140

Polisher type	9401RA	9411RA	9431RA	94SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	030	060	110	140
Head L in mm	7.5	7.5	2	1.6
Content	1	1	1	1

③

ISO 803 204 243 514 030

ISO 803 204 030 514 060

ISO 803 204 372 514 110

ISO 803 204 543 514 140

Polisher type	9501RA	9511RA	9531RA	95SG14RA
ISO Ø 1/10 mm	030	060	110	140
Head L in mm	7.5	7.5	2	1.6
Content	1	1	1	1



APPLICATION POSSIBILITIES

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

ShapeGuard facilitates intraoral finishing and polishing of the following areas:

- **Interproximal**
- **Occlusal** / Okklusal
- **Incisal** / Inzisal
- **Labial**
- **Buccal** / Bukkal
- **Lingual**

ShapeGuard ermöglicht intraorales Finieren und Polieren der folgenden Bereiche:





UTILIZATION

Exert minimal, constant pressure.
Use wet when polishing intraorally.

ANWENDUNG

Mit geringem, gleichmässigem Druck polieren. Im Mund nass anwenden.





© 2015 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

DIATECH 
PREMIUM ROTARY INSTRUMENTS



 **COLTENE**